


## INSTRUCTIONS FOR USE

**SLEEQ AP    SLEEQ AP+    SLEEQ APL**




1000 Calle Cordillera San Clemente, CA 92673, USA

949.784.0310 • QuinnMedical.com

### 1.0

#### 1.1



#### Sizing

##### Adjust

Move right wing in or out and align Crescent Connector to appropriate Sizing Arq. Repeat on left wing.

SLEEQ adjusts to fit a vast majority of patients. Measurement is closely related to waist circumference. Four Sizing Arqs (1, 2, 3, 4) provide landmarks for waist circumference and proper alignment. These only act as guides as there is infinite adjustability and customization options within Sizing Arq range.

#### Determinación del tamaño

##### Ajustar

Desplace la aleta derecha hacia adentro o hacia afuera y alinee Crescent Connector con el Sizing Arq adecuado. Haga lo mismo con la aleta izquierda.

SLEEQ se ajusta de forma tal que puede adaptarse a una amplia mayoría de pacientes. La medida guarda una estrecha relación con la circunferencia de la cintura. Existen cuatro Sizing Arqs (1, 2, 3, 4) que ofrecen marcas de referencia de la circunferencia de la cintura y la alineación correcta. Estas sirven solamente como guía, ya que hay infinitas opciones en cuanto a capacidad de ajuste y personalización dentro del intervalo de Sizing Arq.

#### Größe

##### Anpassen

Bewegen Sie den rechten Flügel nach innen oder außen und richten Sie den Crescent Connector am passenden Sizing Arq aus. Am linken Flügel wiederholen.

SLEEQ kann auf die Größe der meisten Patienten angepasst werden. Die Größe ist sehr ähnlich zum Tailenumfang. Vier Sizing Arqs (1, 2, 3, 4) zeigen Markierungen für den Tailenumfang und die richtige Ausrichtung. Diese dienen lediglich als Hinweis, da der Sizing Arq beliebig verändert und angepasst werden kann.

#### Dimensionnement

##### Ajustement

Déployer ou rétracter le rabat de droite et aligner le Crescent Connector au Sizing Arq approprié. Recommencer pour le rabat de gauche.

La ceinture SLEEQ s'ajuste pour s'adapter à une vaste majorité de patients. Les mesures sont majoritairement liées à la circonference de la taille. Quatre Sizing Arq (1, 2, 3, 4) offrent des repères pour la circonference de la taille et le bon alignement. Ils font uniquement office de guides, offrant des options de réglage et de personnalisation infinies dans les plages de chaque Sizing Arq.


#### Regolazione delle dimensioni

##### Regolare

Spostare l'aletta destra verso l'interno o verso l'esterno e allineare il Crescent Connector al corretto Sizing Arq. Ripetere l'operazione con l'aletta sinistra.

Lo SLEEQ si regola in modo da poter essere indossato dalla maggior parte dei pazienti. La misura è strettamente correlata alla circonference della vita. I quattro Sizing Arq (1, 2, 3, 4) rappresentano punti di riferimento per la circonference della vita e per il corretto allineamento. Questi fungono solo da guide in quanto l'intervallo dei Sizing Arq consente infinite possibilità di regolazione e personalizzazione.

#### 1.2



#### Secure

Firmly secure both Crescent Connectors to each wing. Return ComfoGlide Pull Tabs to ready position. Not quite right? No problem, re-adjust for best fit.

#### Fijar

Fije de forma segura los dos Crescent Connectors en cada aleta. Vuelva a poner las lengüetas de presión ComfoGlide en la posición de sistema preparado.

Si el producto no se ha ajustado suficientemente bien no hay ningún problema: vuelva a ajustarlo para que se adapte lo mejor posible.

#### Sichern

Beide Crescent Connectors an beiden Flügeln sicher befestigen. Die ComfoGlide-Laschen auf die Bereitstellung zurücklegen.

Noch nicht ganz passend? Kein Problem, zur besseren Passung neu anlegen.

#### Fixation

Fixer fermement les deux Crescent Connectors sur chaque rabat. Replacer ComfoGlide les languettes de tirage en position d'utilisation.


Le réglage n'est pas parfait ? Il suffit de recommencer pour un meilleur ajustement.

#### Fissare

Fissare saldamente i due Crescent Connector a ciascuna aletta. Riportare le linguette ComfoGlide in posizione di pronto.

Non va bene? Nessun problema, ripetere la regolazione per una migliore vestibilità.

#### 1.3



#### Check

Confirm Crescent Connectors are firmly secured, aligned to Sizing Arqs, and ComfoGlide Pull Tabs are in ready position.

#### Comprobar

Compruebe que los conectores Crescent estén fijados con firmeza y alineados con los Sizing Arqs y que las lengüetas de presión ComfoGlide estén en la posición de sistema preparado.

#### Prüfen

Stellen Sie sicher, dass die Crescent Connectors sicher befestigt, auf die Sizing Arqs ausgerichtet und die ComfoGlide-Laschen auf der Bereitstellung liegen.

#### Contrôle

S'assurer que les Crescent Connectors sont fermement fixés et alignés sur les Sizing Arqs, et ComfoGlide les languettes de tirage sont en position d'utilisation.

#### Verificare

Confermare che i Crescent Connector siano fissati saldamente, allineati ai Sizing Arq e che le lingue ComfoGlide siano in posizione di pronto.

#### Warnings

- Carefully read use/care instructions and warnings prior to use.
- If increased pain, swelling, sensation changes, or any adverse reactions are experienced while using this product, immediately consult your medical professional.
- For single patient use only.

#### Contraindications:

- SLEEQ braces are contraindicated for women who are pregnant.
- SLEEQ braces are contraindicated for persons with circulatory, pulmonary, cardiovascular or other conditions where increased abdominal pressure would be of concern.

#### Advertencias

- Lea atentamente las instrucciones de uso y mantenimiento y las advertencias antes de utilizar el producto.
- Si experimenta más dolor, inflamación, cambios en cuanto a las sensaciones o reacciones adversas mientras utiliza este producto, consulte de inmediato a su profesional médico.
- Para uso con un solo paciente.

#### Contraindicaciones:

- SLEEQ-Bordagen sind kontraindiziert bei schwangeren Frauen.
- SLEEQ-Bordagen sind kontraindiziert bei Personen mit Durchblutungs-, Lungen-, Herz-Kreislauf- oder sonstigen Nebenerkrankungen, wenn Sie sich sofort an Ihren Arzt.
- Nur für Gebrauch bei einem Patienten.

#### Warrhinweise

- Die Gebrauchs-/Pflegeanweisungen und Warrhinweise vor Gebrauch sorgfältig lesen.
- Kommt es beim Gebrauch dieses Produkts zu stärkeren Schmerzen, Schwellung, Empfindungsänderungen oder sonstigen Nebeneffekten, wenden Sie sich sofort an Ihren Arzt.
- Nur für Gebrauch bei einem Patienten.

#### Gegenanzeigen:

- SLEEQ-Bordagen sind kontraindiziert bei schwangeren Frauen.
- SLEEQ-Bordagen sind kontraindiziert bei Personen mit Durchblutungs-, Lungen-, Herz-Kreislauf- oder sonstigen Beschwerden, bei denen erhöhter Bauchdruck ein Problem darstellen kann.

#### Avertissements

- Lire attentivement les instructions et les avertissements d'utilisation/soin avant toute utilisation.
- En cas d'augmentation de la douleur, de gonflement, de changement de sensation ou de toute autre réaction indésirable lors de l'utilisation de ce produit, consulter immédiatement le professionnel de santé qui vous suit.
- À usage unique exclusivement.

#### Contre-indications:

- Les courtes SLEEQ sont contre-indiquées chez la femme enceinte.
- Le coursette SLEEQ est contre-indiqué pour personnes atteinte de pathologie circulatoire, pulmonaire, cardiovaskulaire ou d'autre nature, et nei casi in cui l'aumento della pressione addominale potrebbe costituire un problema.

#### Avvertenze

- Prima dell'uso, leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze relative all'uso/alla manutenzione.
- Se durante l'utilizzo di questo prodotto, si avvertono aumenti del dolore, gonfiore, alterazioni sensoriali o altre reazioni indesiderate, consultare immediatamente il professionista di sanità qui vous suit.
- Eclusivamente per l'uso su un singolo paziente.

#### Contraindicações:


- O corseto SLEEQ é contraindicado para as mulheres grávidas.
- O corseto SLEEQ é contraindicado para pessoas afetadas por patologias circulatórias, pulmonares, cardíacas ou de outra natureza, e nei casi in cui l'aumento della pressione addominale potrebbe costituire un problema.




EMERGO EUROPE  
Molenstraat 15  
2513 BH, The Hague  
The Netherlands

## 2.0


### 2.1



### 2.2



### 2.3



## Application

### Wrap

## Aplicación

### Envolver

## Anwendung

### Anlegen

## Application


### Positionnement

## Applicazione


### Indossare

## 3.0

### 3.1



### 3.2



## Reset

When removing SLEEQ, always return ComfoGlide Pull Tabs to ready position and then pull each Wing outward to reset the TruGlide® Tightening mechanism.

## Restablecer

Al retirar el aparato SLEEQ, vuelva a colocar siempre las lengüetas de presión ComfoGlide en la posición de preparación y luego presione hacia afuera cada aleta para restablecer el mecanismo de ajuste TruGlide.

## Neu einstellen

Wenn Sie den SLEEQ entfernen, immer die ComfoGlide-Laschen auf die Bereitsstellung legen und danach die Flügel nach außen ziehen, um den TruGlide-Feststellmechanismus neu einzustellen.

## Réinitialisation

Lors du retrait de la ceinture SLEEQ, toujours replacer les languettes de tirage ComfoGlide en position d'utilisation, puis tirer chaque rabat vers l'extérieur afin de réinitialiser le mécanisme de serrage TruGlide.

## Risistemare

Quando si rimuove lo SLEEQ, riportare sempre le lingue ComfoGlide in posizione di pronto, quindi tirare ogni aletta verso l'esterno per risistemare il meccanismo di serraggio TruGlide.

### LIMITED WARRANTY

Quinn Medical warrants to the original purchaser that this product is free from defects in materials and workmanship. Normal wear and tear during the use of a product is not considered a defect. This Limited Warranty is effective from the date of delivery to the original purchaser.  
 This warranty does not apply if this product:  
 (1) has been altered in any way;  
 (2) was not purchased from Quinn Medical or one of its authorized distributors;  
 (3) is not used in accordance with Quinn Medical's Instructions for Use (IFU).  
 Under this Limited Warranty Quinn Medical's sole obligation shall be to repair or replace the defective product or associated part(s) at no charge. This Limited Warranty does not cover damage as a result of mishandling, accidents,

improper use or alteration of the product. This warranty is in place of all other warranties, either express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. Quinn Medical shall not be liable under this or any implied warranty for any personal injury, property damage, or special, incidental, or consequential damages arising out of, related, or incidental to the use of the product even if Quinn Medical has been informed of the prospect of such possible loss or damage, unless state law otherwise prohibits this exclusion. User should seek advice from their healthcare provider immediately if user encounters any kind of adverse reaction related to the use of this product. User should consult with their healthcare provider with any questions or concerns relating to the proper use of this product for their specific medical condition. IMPORTANT: Read all Instructions for Use (IFU) and any other associated materials to ensure proper use.

(SLEEQ APL shown)